# Versuch PC A E2

# Ladungstransport in Elektrolytlösungen

## Aufgabenstellung

- Bestimmung der Zellkonstanten C einer Leitfähigkeitsmesszelle.
- Bestimmung der spezifischen Leitfähigkeit κ als Funktion der Konzentration und der Äquivalentleitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung Λ<sub>0</sub> für Lösungen von HCl, NaCl, CH<sub>3</sub>COOH und CH<sub>3</sub>COONa.
- Berechnung des Dissoziationsgrades  $\alpha$  für Essigsäure als Funktion der Konzentration, Berechnung der Dissoziationskonstanten  $K_c$ .
- Bestimmung der Sättigungskonzentration einer schwerlöslichen CaSO<sub>4</sub>-Lösung aus Leitfähigkeitsmessungen.

# Grundlagen

Salze, Säuren und Laugen (Elektrolyte) zerfallen in geeigneten Lösungsmitteln in solvatisierte Ionen, die als bewegliche Ladungsträger den Leitwert L der Lösung bewirken.

Die zwischen zwei Elektroden von je  $A=1~{\rm cm}^2$  Fläche in  $d=1~{\rm cm}$  Abstand gemessene spezifische Leitfähigkeit  $\kappa$  (deren Kehrwert der spezifische Widerstand  $\rho$  ist) einer solchen Lösung hängt von zahlreichen experimentellen Bedingungen und Stoffeigenschaften ab.

Wichtige Größen zur Charakterisierung von Elektrolytlösungen sind die spezifische Leitfähigkeit,

$$\kappa = \frac{L \cdot d}{A}$$

die molare Leitfähigkeit,

$$\Lambda_{mol} = \frac{\kappa}{c}$$

sowie die Äquivalentleitfähigkeit:

$$\Lambda_{eq} = \frac{\kappa}{c \cdot n_e}$$

Dabei ist c die Konzentration des Elektrolyten in der Lösung und  $n_e$  die Äquivalentzahl (Absolutzahl der pro Elektrolytmolekül bei dessen Dissoziation freigesetzten positiven oder negativen Ladungen).

Bsp. zur Ermittlung von  $n_e$  für den Elektrolyten Aluminiumsulfat:

$$Al_2(SO_4)_3 \rightleftharpoons 2 Al^{3+} + 3 SO_4^{2-}$$

Die Absolutzahl der bei der Dissoziation freigesetzten positiven Ladungen errechnet sich aus dem Produkt des Stöchiometriefaktors und der Wertigkeit des Kations:

$$n_e = 2 * 3 = 6$$

Die Berechnung der Absolutzahl der freigesetzten negativen Ladungen ist analog für das Anion durchzuführen. Da die Ausgangsverbindung (Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>) keine Ladungen aufweist, muss aufgrund des Ladungsausgleichs das gleiche Ergebnis ( $n_e = 6$ ) erhalten werden.

Die Messung der Leitfähigkeit wird durch die Zellgeometrie (Querschnittsfläche des Elektrolyts zwischen den Elektroden A und Abstand der Elektroden d) beeinflusst. Da die Leitfähigkeitsmesszelle meist nicht exakt die oben genannten mechanischen Dimensionen hat, kalibriert man die vorhandene Zelle durch Messung des Leitwerts  $L_{\rm exp.}$  einer KCl-Lösung bekannter spezifischer Leitfähigkeit  $\kappa_{Lit}$ . Aus dem Quotienten der beiden Werte ergibt sich die Zellkonstante C:

$$C = \frac{d}{A} = \frac{\kappa_{Lit}}{L_{exp.}}$$

In den folgenden Messungen werden alle experimentell gefundenen Leitwerte mit C multipliziert, um die spezifische Leitfähigkeit zu berechnen.

Für die Berechnung der spezifischen Leitfähigkeit unter Berücksichtigung der Zellkonstante C darf bei kleinen Konzentrationen die Eigenleitfähigkeit des Wassers nicht vernachlässigt werden. Daraus ergibt sich folgende Formel für die spezifische Leitfähigkeit:

$$\kappa = (L_{L\ddot{o}sung} - L_{Wasser}) \cdot C$$

Bei höheren Konzentrationen kann die Leitfähigkeit von Wasser vernachlässigt werden.

Die daraus berechneten Äquivalentleitfähigkeiten können gegen  $c^{1/2}$  aufgetragen werden. Aus der graphischen Darstellung können die Grenzleitfähigkeit  $\Lambda_0$  (Extrapolation der Geraden bis zur Y-Achse) und die Kohlrausch-Konstante k bestimmt werden. Die Maßeinheiten der Konstante k erschließen sich aus dem Kohlrausch-Quadratwurzelgesetz:

$$\Lambda_{\text{eq.}} = \Lambda_0 - k \cdot c^{1/2}$$
 oder  $k = \frac{d\Lambda_{eq}}{d\sqrt{c}}$ 

Für schwache Elektrolyte gilt das Kohlrausch-Quadratwurzelgesetz nicht, hier hängt die Leitfähigkeit vom konzentrationsabhängigen Dissoziationsgrad  $\alpha$  ab. Dieser hängt mit den Äquivalentleitfähigkeiten zusammen:

$$\alpha = \frac{\Lambda_{eq}}{\Lambda_0}$$

Weiterhin gilt, am Beispiel der Essigsäure mit  $c_0$  = Gesamtkonzentration des Elektrolyten:

$$c_{H^+} = c_{Ac^-} = \alpha \cdot c_0$$

$$c_{HAC} = (1 - \alpha) \cdot c_0 = c_{HAC.undiss}$$

Die Dissoziationskonstante schwacher Elektrolyte kann damit wie folgt berechnet werden:

$$K_c = \frac{\alpha^2 \cdot c_0^2}{(1 - \alpha) \cdot c_0} = \frac{\alpha^2 \cdot c_0}{1 - \alpha}$$

Bei der Untersuchung schwacher Elektrolyte fällt auf, dass eine Darstellung von  $\Lambda_{eq.}$  als Funktion von  $c^{\frac{1}{2}}$  keine Gerade ergibt. Dies ist auf den Dissoziationgrad  $\alpha$  zurückzuführen, welcher sich mit der Konzentration des Elektrolyten ändert. Eine Extrapolation zur Ermittlung von  $\Lambda_0$  ist dadurch recht unsicher, praktisch kaum möglich. Da sich  $\Lambda_0$  additiv aus den Kationen- und Anionenleitfähigkeiten zusammensetzt, kann der Wert von  $\Lambda_{0.CH_2COOH}$  folgendermaßen ermittelt werden:

$$\begin{split} \Lambda_{0,HCl} &= \lambda_{0,H^+} + \lambda_{0,Cl^-} \\ \Lambda_{0,NaCl} &= \lambda_{0,Na^+} + \lambda_{0,Cl^-} \\ \Lambda_{0,CH_3COONa} &= \lambda_{0,Na^+} + \lambda_{0,CH_3COO^-} \\ \hline \Lambda_{0,HCl} - \Lambda_{0,NaCl} + \Lambda_{0,CH_3COONa} &= \lambda_{0,H^+} + \lambda_{0,CH_3COO^-} = \Lambda_{0,CH_3COOH} \end{split}$$

# **Kontrollfragen**

- 1) Warum müssen Leifähigkeitsmessungen von Elektrolytlösungen mit Wechselspannung ausgeführt werden?
- 2) Warum durchläuft die spezifische Leitfähigkeit vieler Elektrolytlösungen mit zunehmender Elektrolytkonzentration ein Maximum?
- 3) Wie verhält sich die elektrolytische Leitfähigkeit bei steigender Temperatur? Wie ist der Verlauf zu erläutern?
- 4) Für eine 0,005 M Schwefelsäure wurde ein Zellwiderstand von 171  $\Omega$  ermittelt. Berechnen Sie unter der Berücksichtigung einer Zellkonstante C = 0,67 cm<sup>-1</sup> die molare Leitfähigkeit  $\Lambda_{mol}$  und die Äquivalenzleitfähigkeit  $\Lambda_{eq}$ . Berechnen Sie außerdem die Grenzleitfähigkeit  $\Lambda_0$  von Schwefelsäure aus den Ionengrenzleitfähigkeiten aus der Literatur (Referenzierung nicht vergessen!).
- 5) Wie groß ist die spezifische Leitfähigkeit von ultrareinem Wasser (sogenanntem "Leitfähigkeitswasser")? Berechnen Sie aus diesem Wert das Ionenprodukt des Wassers. Vergleichen Sie mit einem Wert aus der Literatur.
- 6) Muss diese Eigenleitfähigkeit von Wasser in den Experimenten berücksichtigt werden? Falls ja, wie?
- 7) Können aus den ermittelten Werten von  $\Lambda_0$  die Beiträge der Kationen und Anionen bestimmt werden? Wenn ja: wie? Wenn nein: welche Informationen würde man zusätzlich benötigen und wie könnte man diese ermitteln?

# **Durchführung**

Chemikalien und Geräte

Wässrige Lösungen von 0,01 **M** KCl Wässrige Lösungen von 0,1 **M** HCl, NaCl, CH<sub>3</sub>COOH und CH<sub>3</sub>COONa Gesättigte CaSO<sub>4</sub>-Lösung Leitfähigkeitsmesszelle RCL-Messbrücke

#### Aufbau

Zur Messung des Zellwiderstandes wird eine Messbrücke verwendet, deren wesentliche Bedienelemente in Abbildung 1 dargestellt sind. Die Zelle wird mit einem zweiadrigen Kabel an die markierten Buchsen des RLC-Messgerätes angeschlossen. Alle Messungen werden mit einer Frequenz von 1000 Hz durchgeführt. Da die elektrolytische Leitfähigkeit stark von der Temperatur abhängt, ist jeweils die Temperatur der Maßlösung zu bestimmen. Der Wahlschalter für den Messbereich gibt jeweils die Untergrenze des Bereiches an, die Obergrenze beträgt das Zehnfache. Bei der Messung ist zunächst mit geringer Empfindlichkeit (Einstellknopf oben links) durch Drehen am Knopf für den Grobabgleich ein Minimum am Nullinstrument (oben links) zu suchen. Wenn das Minimum erreicht ist, kann der Abgleich in einem empfindlicheren Messbereich erneut vorgenommen werden, bis ein möglichst genauer Wert des Zellwiderstandes ermittelt wird. Hilfsweise kann der kleine Knopf oben rechts zum Feinabgleich genutzt werden, er muss nach der Messung stets in eine Stellung zurückgedreht werden, in dem der Knopf für den Grobabgleich leicht drehbar ist. Falls der Grobabgleich schwergängig ist muss diese Einstellung des Feinabgleichs wiederholt werden.



Abbildung 1: Bedienelemente der RLC-Messbrücke

### Versuchsablauf

1. Bestimmung der Zellkonstanten C und der Restleitfähigkeit hochreinen Wassers

Die Zelle wird mit Wasser gespült, bis sich ein konstanter Leitwert ergibt. Anschließend wird nach dem Spülen mit KCl-Lösung der Leitwert einer 0,01 M KCl-Lösung ermittelt. Dazu wird jeweils der Widerstand der Zelle ermittelt und in den Leitwert L umgerechnet. Aus dem Literaturwert der spezifischen Leitfähigkeit  $\kappa_{\text{KCl}}$  0,01 M KCl-Lösung (falls kein Wert bei der gemessenen Temperatur in der Literatur zu finden ist, so muss er durch Interpolation ermittelt werden) wird die Zellkonstante C nach

$$C = \frac{\kappa_{Lit}}{L_{exp.}}$$

berechnet.

### 2. Messung konzentrationsabhängiger Leitfähigkeiten

Die spezifischen Leitfähigkeiten von Lösungen der genannten Elektrolyte sind bei nachfolgenden Konzentrationen zu bestimmen:

2.1 HCl, NaCl, NaAc 
$$c = 10^{-2} \text{ M}$$
;  $5 \cdot 10^{-3} \text{ M}$ ;  $10^{-3} \text{ M}$ ;  $5 \cdot 10^{-4} \text{ M}$ ;  $10^{-4} \text{ M}$ 

$$c = 10^{-1} \,\mathrm{M}; \, 5 \cdot 10^{-2} \,\mathrm{M}; \, 10^{-2} \,\mathrm{M}; \, 10^{-3} \,\mathrm{M}; \, 10^{-4} \,\mathrm{M}$$

Die Lösungen werden dazu durch Verdünnung der Stammlösung bzw. der jeweils höher konzentrierten Lösungen der Konzentrationsreihe hergestellt.

Bei der Bestimmung der spezifischen Leitfähigkeit wird mit der verdünntesten Lösung begonnen (Warum?).

2.3. Gesättigte CaSO<sub>4</sub>-Lösung, zehnfach verdünnt, d.h. zu 1 Teil ges. Lösung und 9 Teile Wasser

Das Messprotokoll enthält in tabellarischer Übersicht die ermittelten Leitfähigkeiten für die untersuchten Lösungen unter Angabe der Temperatur und Konzentration.




Abbildung 2: Typische Werte molarer Äquivalentleitfähigkeit in der Auftragung nach Kohlrausch.

#### **Auswertung**

Das Versuchsprotokoll sollte die berechnete Zellkonstante sowie die graphische Auftragung der ermittelten Äquivalentleitfähigkeiten als Funktion von  $c^{1/2}$  (Kohlrausch'sches Quadratwurzelgesetz, siehe Abbildung 2) enthalten. Durch Extrapolation ist  $\Lambda_0$  zu ermitteln. Dies gelingt beim schwachen Elektrolyt CH<sub>3</sub>COOH naturgemäß nicht, hier ist der im Grundlagenabschnitt beschriebene Umweg zu wählen.

Für Essigsäure sind außerdem der Dissoziationsgrad  $\alpha$  und die Dissoziationskonstante  $K_c$  zu berechnen und als Funktion der Konzentration darzustellen (siehe Abbildung 3).




Abbildung 3: Dissoziationsgrad α von Essigsäure als Funktion der Konzentration.

Aus der Leitfähigkeit der CaSO<sub>4</sub>-Lösung werden Löslichkeit (anzugeben in mol·L<sup>-1</sup>) und Löslichkeitsprodukt berechnet (Verdünnung der gesättigten Lösung vor der Messung beachten!).

### Referenzen

Der Versuch ist adaptiert von: R. Holze: Experimental Electrochemistry, Wiley-VCH, Weinheim 2009

### **Literatur zur Vorbereitung**

- G. Wedler, Lehrbuch und Arbeitsbuch der Physikalischen Chemie, VCH Weinheim, 2018.
- C.H. Hamann und W. Vielstich: Elektrochemie, Wiley-VCH, Weinheim 2005.